

# MAANDLENS


## GENTLE 59

INDIVIDUALLY CRAFTED

ORI:GEN TECHNOLOGY



**Gentle 59** is een biologisch geïnspireerde hydrogel lens die zo werd ontworpen als een all-round lens met een hoog comfort en de beste UV bescherming. Ze combineert een hoge oppervlaktegladheid (CoF 0.05) met een lage modulus (0,36 Mpa). De 59% watergehalte van de lens maakt het mogelijk goed om te gaan met een vette-en/of eiwitrijke traanfilm. De Gentle 59 heeft een optimale gezichtsscherpte en gebruiksgemak gedurende de hele maand, zonder dat er wordt ingeboet aan comfort of gezondheid.




### PARAMETERS

BASIS CURVE (mm)	7.10 tot 9.80 (0.30)
DIAMETER (mm)	13.00 tot 16.00 (0.50)
SFERISCHE STERKTES (D)	±30.00 (0.25)
CILINDER (D)	-0.75 tot -8.00 (0.25)
AS (°)	Alle (1°)
ADDITIE	0.50 tot 4.00 (0.50) CD/CN

### MATERIAAL





TYPE	Filcon 2 (30) [59%]
WATERGEHALTE	59%
CENTRALE DIKTE (- 3,00 dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	30
DK/T (-3.00 D)	26
HANDLINGS TINT	BLAUW
MODULUS	0.36
UV FILTER	JA
VERPAKKINGS GROOTTE	3 & 6-pack
PRODUCTIEPROCES	LATHED
CoF	0.05



**Wilt u hulp met het aanpas advies?**

Ga naar pagina 24 van deze catalogus.

### LENSONTWERPEN



De parameters van het lensontwerp kunnen afhankelijk van de sterkte variëren.

**NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER:**

Customer Care NL: 0800 023 2029  
Customer Care BE: 0800 799 18  
E: klantenservice@markennovy.com

**markennovy**