

# MAANDLENS

## JADE

HYDROGEL



**Jade** is een maandelijks zachte contactlens die UV-stralen van klasse I en selectieve Blue Light-filters combineert, die het oog beschermen tegen 99% UVB, 90% UVA en 14% blauwviolet licht. Gemaakt met onze gepatenteerde micro-precisietechnologie biedt Jade een groot bereik van sferische parameters.




### PARAMETERS

BASIS CURVE (mm)	8.70
DIAMETER (mm)	14.40
SFERISCHE STERKTES (D)	-10.00 tot +8.00 (0.50 after $\pm 6.00$ )


### MATERIAAL

TYPE	Filcon 4 (18) [52%]
SELECTIEF BLAUWLICHT FILTER	Ja - filtert ten minste 14% schadelijk blauwviolet licht
KLASSE 1 UV FILTER	Ja - filtert ten minste 93% UVA en 99% UVB-licht
WATERGEHALTE	52%
CENTRALE DIKTE (- 3,00 dpt)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	18
DK/T (-3.00 D)	22
HANDLINGS TINT	GROEN
MODULUS	0.47
VERPAKKINGS GROOTTE	6-pack
PRODUCTIEPROCES	MOULDED

### LENSONTWERPEN



De parameters van het lensontwerp kunnen afhankelijk van de sterkte variëren.



### Wilt u hulp met het aanpas advies?

Ga naar pagina 24 van deze catalogus.

### NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER:

Customer Care NL: 0800 023 2029

Customer Care BE: 0800 799 18

E: klantenservice@markennovy.com

**markennovy**