

3-MAANDLENS

SAPHIR

SILICONE HYDROGEL



Saphir is een comfortabele, gezonde contactlens voor klanten die gewend zijn hun lenzen om de 3 maanden te vervangen.


-  **SFERISCH**
-  **MULTIFOCAL**
-  **TORISCH**
-  **MULTIFOCAL TORISCH**

PARAMETERS

BASIS CURVE (mm)	6.80 tot 9.80 (0.30)
DIAMETER (mm)	13.00 tot 16.00 (0.50)
SFERISCHE STERKTES (D)	±30.00 (0.25)
CILINDER (D)	-0.75 tot -8.00 (0.25)
AS (°)	Alle (5°)
ADDITIE	0.50 tot 4.00 (0.50) CD/CN

MATERIAAL


TYPE	Filcon 5B (60) [75%]
WATERGEHALTE	75%
CENTRALE DIKTE (- 3,00 dpt)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00 D)	48
HANDLINGS TINT	NEE
MODULUS	0.24
UV FILTER	NEE
VERPAKKINGS GROOTTE	1 & 2 Vail verpakking
PRODUCTIEPROCES	LATHED
CoF	0.09




Wilt u hulp met het aanpas advies?

Ga naar pagina 24 van deze catalogus.


LENSONTWERPEN




Binnenoppervlak ØT=13.00 tot 16.00mm Buitenoppervlak



Binnenoppervlak ØT=13.00 tot 16.00mm Buitenoppervlak



Binnenoppervlak ØT=13.00 tot 16.00mm Buitenoppervlak



Binnenoppervlak ØT=13.00 tot 16.00mm Buitenoppervlak

De parameters van het lensontwerp kunnen afhankelijk van de sterkte variëren.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER:

Customer Care NL: 0800 023 2029
 Customer Care BE: 0800 799 18
 E: klantenservice@markennovy.com

markennovy