

MAANDLENS

XTENSA

HYDROGEL



Xtensa is een hydrogel lens die gemaakt is van ons goed bewezen hydrogelmateriaal. Met haar grote parameterbereik is de Xtensa geschikt voor standaard sferische, torische en multifocale sterkte. Het torische bereik wordt aangevuld met Xtensa Rx voor klanten met astigmatische behoeften die buiten de standaardwaarden vallen.


-  **SFERISCH**
-  **MULTIFOCaal**
-  **TORISCH**

PARAMETERS

BASIS CURVE (mm)	SFE, TOR 8.70 MF 8.60
DIAMETER (mm)	SFE, TOR 14.40 MF 14.30
SFERISCHE STERKTES (D)	SFE -10.00 tot +8.00 (0.50 na ±6.00) TOR -8.00 tot +6.00 (0.50 na +4.00/-6.00) MF ±10.00 (0.50 na +4.00/-6.00)
CILINDER (D)	-0.75 tot -2.75 (0.50)
AS (°)	Alle (10°)
ADDITIE	CN +1,25/+2,25 CD +1,50/+2,50

MATERIAAL




TYPE	Filcon 4 (19) [55%]
WATERGEHALTE	55%
CENTRALE DIKTE (-3,00 dpt)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/T (-3.00 D)	22
HANDLINGS TINT	BLAUW
MODULUS	0.47
UV FILTER	NEE
VERPAKKINGS GROOTTE	6-pack
PRODUCTIEPROCES	MOULDED



Wilt u hulp met het aanpas advies?

Ga naar pagina 24 van deze catalogus.

LENSONTWERPEN



De parameters van het lensontwerp kunnen afhankelijk van de sterkte variëren.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER:

Customer Care NL: 0800 023 2029
Customer Care BE: 0800 799 18
E: klantenservice@markennovy.com

markennovy