

MAANDLENS

XTENSA RX

HYDROGEL



Xtensa Rx is een hydrogel lens die is gemaakt van ons beproefd hydrogel materiaal. Naast de sferische lenzen is de Xtensa Rx ook met gepersonaliseerde torische sterktes tot cilinder -5,75D te verkrijgen.




PARAMETERS

BASIS CURVE (mm)	8.70
DIAMETER (mm)	14.40
SFERISCHE STERKTES (D)	± 10.00 (0.50 na +4.00/-6.00)
CILINDER (D)	-0.75 tot -5.75 (0.50)
AS (°)	Alle cyl ≤ -2.75 (10°) cyl > -2.75 (5°)


MATERIAAL

TYPE	Filcon 4 (19) [55%]
WATERGEHALTE	55%
CENTRALE DIKTE (-3,00 dpt)	0.09
DK (ISO 9913-1-1998)	19
DK/T (-3.00 D)	22
HANDLINGS TINT	BLAUW
MODULUS	0.47
UV FILTER	NEE
VERPAKKINGS GROOTTE	3 & 6 Pack
PRODUCTIEPROCES	LATHED

LENSONTWERPEN



De parameters van het lensontwerp kunnen afhankelijk van de sterkte variëren.



Wilt u hulp met het aanpas advies?

Ga naar pagina 24 van deze catalogus.

**NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT
OP MET UW ACCOUNT MANAGER:**

Customer Care NL: 0800 023 2029

Customer Care BE: 0800 799 18

E: klantenservice@markennovy.com

markennovy