

# 3-MAANDLENS

## EQUILIBRIA

HYDROGEL



**Equilibria** is een sterke siliconevrije optie met een goed waterhoudend vermogen voor klanten die al gewend zijn aan 3-maandlens systemen.

-  **SFERISCH**
-  **MULTIFOCaal**
-  **TORISCH**
-  **MULTIFOCaal TORISCH**

### PARAMETERS

<b>BASIS CURVE (mm)</b>	7.70 tot 9.80 (0.30)
<b>DIAMETER (mm)</b>	14.50
<b>SFERISCHE STERKTES (D)</b>	SPH, TOR: $\pm 30.00$ (0.25)
	MF, MFT: $\pm 23.00$ (0.25)
<b>CILINDER (D)</b>	-0.75 tot -8.00 (0.25)
<b>AS (°)</b>	Alle (5°)
<b>ADDITIE</b>	1.00 tot 3.00 (0.50) CD/CN





### MATERIAAL

<b>TYPE</b>	Filcon 2 (24) [59%]
<b>WATERGEHALTE</b>	59%
<b>DK (ISO 9913-1-1998)</b>	24
<b>HANDLINGSTINT</b>	BLAUW
<b>MODULUS</b>	0.31
<b>VERPAKKINGS GROOTTE</b>	1 & 2 Vail verpakking
<b>PRODUCTIEPROCES</b>	LATHED
<b>CoF</b>	1.17

### Bereken uw lens

DiaØ (mm)	14.50
BCR (mm)	7.70 - 9.80
Aanpas regel $K_m = (K_1 + K_2) / 2$	0.8

### LENSONTWERPEN



De parameters van het lensontwerp kunnen afhankelijk van de sterkte variëren.

### NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER:

Customer Care NL: 0800 023 2029  
 Customer Care BE: 0800 799 18  
 E: klantenservice@markennovy.com

**markennovy**