

CONTACTLENS VLOEISTOF

MULTIPURPOSE VLOEISTOF



Onze multipurpose vloeistof bevat hyaluron met een proteïne reiniger die er voor zorgt voor het lang en comfortabel dragen van de lenzen gedurende de dag. De vloeistof is geschikt voor alle typen zachte lenzen, incl. silicone hydrogel lenzen. Bij de vloeistof wordt een antimicrobiële lenshouder meegeleverd.

VERPAKKINGS GROOTTE (60mL) 10
VERPAKKINGS GROOTTE (360mL) 20

SAMENSTELLING

Hyaluron zuur
Sodium ctraat
Sodium chloride
Poloxameer
EDTA en PHMB 0.0001%

VOORDELEN

Langer draag comfort met Hyaluron zuur
Optimale bevochtiging
Verwijderen van proteïne afzetting
Optimale tolerantie
Met een antimicrobiële lenshouder

ANDERE INDICATIES EN AANBEVELINGEN

Droge ogen

Voor silicone hydrogel en hydrogel lensdragers met een droge ogen kunnen ook comfort drops worden aanbevolen

Vettige ogen

Voor silicone hydrogel en hydrogel lensdragers met een vettige traanfilm kan het gebruik van een isopropyl alcohol cleaner een toevoeging zijn

Gevoelige ogen

Voor contactlens dragers met gevoelige ogen, kunnen de lenzen afspoelen met een saline vloeistof voor het inzetten.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER:

Customer Care NL: 0800 023 2029
Customer Care BE: 0800 799 18
E: klantenservice@markennovy.com

markennovy