

MAANDLENS

BLU:KIDZ

INDIVIDUALLY CRAFTED

SILICONE HYDROGEL



Blu:kidz is een silicone hydrogel lens die een Klasse 1 UV-filter combineert met een selectief filter voor blauw licht om het oog te beschermen tegen meer dan 99% UVB, 93% UVA, en 14% van schadelijk blauwviolet licht. Met haar kindvriendelijke diameterbereik past ze zelfs op de kleinste ogen, terwijl de groene handling tint en het materiaal met hoog watergehalte en lage dehydratie garant staan voor een groter gebruiksgemak en comfort – perfect voor kinderen die voor het eerst contactlenzen dragen!




PARAMETERS

BASIS CURVE (mm)	6.50 tot 9.80 (0.30)
DIAMETER (mm)	11.50 tot 16.50 (0.50)
SFERISCHE STERKTES (D)	±30.00 (0.25)
CILINDER (D)	-0.75 tot -8.00 (0.25)
AS (°)	Alle (1°)
ADDITIE	0.50 tot 4.00 (0.25) CD/CN

MATERIAAL





TYPE	Filcon 5B (60) [75%]
SELECTIEF BLAUWLICHT FILTER	Ja - filtert ten minste 14% schadelijk blauwviolet licht
KLASSE 1 UV FILTER	Ja - filtert ten minste 93% UVA en 99% UVB-licht
WATERGEHALTE	75%
CENTRALE DIKTE (-3.00D)	0.12
DK (ISO 9913-1-1998)	60
DK/T (-3.00D)	50
CoF	0.09
HANDLINGS TINT	JA (GROEN)
MODULUS	0.25
VERPAKKINGS GROOTTE	3 & 6-pack
PRODUCTIEPROCES	LATHED



Wilt u hulp met het aanpas advies?

Ga naar pagina 28 van deze catalogus.

LENSONTWERPEN



De parameters van het lensontwerp kunnen afhankelijk van de sterkte variëren.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER OF BEL:

Customer Care NL: 0800 023 2029
 Customer Care BE: 0800 799 18
 E: klantenservice@markennovy.com

markennovy