


# MAANDLENS

## GENTLE 59

INDIVIDUALLY CRAFTED

ORI:GEN TECHNOLOGY



**Gentle 59** is een biologisch geïnspireerde hydrogel lens die zo werd ontworpen als een all-round lens met een hoog comfort en de beste UV bescherming. Ze combineert een hoge oppervlaktegladheid (CoF 0.05) met een lage modulus (0,36 Mpa). De 59% watergehalte van de lens maakt het mogelijk goed om te gaan met een vette-en/of eiwitrijke traanfilm. De Gentle 59 heeft een optimale gezichtsscherpte en gebruiksgemak gedurende de hele maand, zonder dat er wordt ingeboet aan comfort of gezondheid.




### PARAMETERS

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| BASIS CURVE (mm)       | 7.10 tot 9.80 (0.30)       |
| DIAMETER (mm)          | 13.00 tot 16.00 (0.50)     |
| SFERISCHE STERKTES (D) | ±30.00 (0.25)              |
| CILINDER (D)           | -0.75 tot -8.00 (0.25)     |
| AS (°)                 | Alle (1°)                  |
| ADDITIE                | 0.50 tot 4.00 (0.50) CD/CN |

### MATERIAAL





|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| TYPE                    | Filcon 2 (30) [59%] |
| WATERGEHALTE            | 59%                 |
| CENTRALE DIKTE (-3.00D) | 0.12                |
| DK (ISO 9913-1-1998)    | 30                  |
| DK/T (-3.00D)           | 25                  |
| CoF                     | 0.05                |
| HANDLINGS TINT          | BLAUW               |
| MODULUS                 | 0.36                |
| UV FILTER               | JA                  |
| VERPAKKINGS GROOTTE     | 3 & 6-pack          |
| PRODUCTIEPROCES         | LATHED              |



**Wilt u hulp met het aanpas advies?**

Ga naar pagina 28 van deze catalogus.

### LENSONTWERPEN



De parameters van het lensontwerp kunnen afhankelijk van de sterkte variëren.

**NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET UW ACCOUNT MANAGER OF BEL:**

Customer Care NL: 0800 023 2029  
Customer Care BE: 0800 799 18  
E: klantenservice@markennovy.com

**markennovy**